





# Semplice, affidabile e sicuro

**forensi**  
[www.prionics.it](http://www.prionics.it)






## Buccal Swab Collection Kit

Cod 9011040

### Kit per la raccolta di campioni orali

Kit per la raccolta, l'imballaggio, la chiusura, l'etichettatura, l'essiccazione e la conservazione di tamponi orali per l'analisi del DNA



#### Il kit contiene


- 1 Scatola di raccolta per il tampone orale
- 3 Sigilli
- 1 Paio di guanti
- 2 Tamponi di cotone sterili

## Evidence Collection Kit

Cod 9021090

### Kit per la raccolta delle prove

Kit per la raccolta, l'imballaggio, l'etichettatura e la conservazione di prove biologiche per l'analisi del DNA



#### Il kit contiene

- 5 Scatole di raccolta delle prove
- 15 Sigilli
- 5 Vials con acqua sterile
- 10 Tamponi di cotone sterili

L'utilizzo del kit è stato testato con successo sul campo ed è di semplice utilizzo. Trasporto e conservazione possono essere effettuati a temperatura ambiente



## "The new Tubes"

Disponibile da Gennaio 2009

### Nuove provette

Le nuove provette per i tamponi orali e i tamponi delle prove biologiche contengono una sostanza essiccante sul fondo. Questa sostanza garantisce un processo di essiccazione del cotone del tampone in meno di 2 ore dopo la raccolta delle prove e dei tamponi orali. I tubi sono stati sviluppati in collaborazione con Harald Schneider, MD della DNA Police Lab State Office of Criminal Investigation Hessen/Wiesbaden Tedesca.

I tubi possono essere conservati e trasportati a temperatura ambiente. Non è necessaria la refrigerazione. È sufficiente raccogliere i tamponi orali o le prove biologiche e successivamente porre i tamponi nei tubi, chiuderli e sigillarli.



Tubo ForensiX per le prove raccolte



Tubo ForensiX per tamponi orali

Entrambi i tubi contengono una sostanza essiccante ed i tamponi di cotone sterile. La sostanza essiccante non contamina i tamponi.



## Sexual Assault Care<sup>®</sup> Examination Kit

### Kit per la raccolta delle prove dopo un abuso sessuale

Questo kit è per la raccolta e la conservazione delle prove mediche e biologiche per l'analisi del DNA dopo uno stupro. Una semplice lista da seguire conduce passo a passo attraverso l'esame medico e la raccolta delle prove dopo un abuso sessuale.

A seconda della complessità del caso sono disponibili diverse versioni del kit

Kit "Child" Cod 9031330 Inglese



Kit "Mini" Cod 9031230 Inglese



Kit "Complete" Cod 9031130 Inglese



Kit "Man" Cod 909031430 Inglese





## Paternity Analysis Kit

Codice su richiesta

### Kit per l'analisi di paternità

Kit per la conservazione, l'imballaggio, la chiusura e l'imballaggio dei tamponi orali per l'analisi di paternità.

È disponibile anche in versione per una persona (padre o bambino aggiuntivo)



Un kit contiene:

3 Scatole di raccolta per Tamponi orali (padre, madre, bambino)

9 Sigilli

1 paio di guanti

6 tamponi in cotone sterile